

プレッシャーリリーフシューズ (通常ストック品)

391 000 110 00

ケルン 片足 (両足兼用)

Gr35/37,38/40,41/43,44/46

<適用>

- ・糖尿病-神経障害、前足部足底の潰瘍など
- ・足底の疣
- ・リウマチによる疼痛の緩和

前足部の圧迫の除圧。中足骨部分は最も厚く、ソールは
リリーフロッカー加工
ロッカーバーの位置は患者の症状により、前後に調整が容易。
ソールは背屈位10° (下図グラフ参考)



391 000 120 00

ハンブルグ 片足 (両足兼用)

Gr 35/37, 38/40, 41/43, 44/46

<適用>

- ・糖尿病-神経障害、足底部の潰瘍など
- ・動脈障害
- ・リウマチ
- ・足底の疣

術後において足関節の可動を制限するために、
3cmの厚くて硬いソールを使用。
アッパーは開け閉めが容易で、ギプスを装着時
にも十分なスペースがあり、なおかつ、しっか
りと固定できる。



391 000 190 00

ミュンヘン 片足 (両足兼用)

Gr 35/37 38/40, 41/43, 44/46

<適用>

- ・主に後足部の手術後の保護
- ・後足部の負傷や骨折
- ・踵部底面の神経障害や潰瘍

特別なソールの形状により、後足部の圧を効果的に免荷。
ソールの形状は後足部が短いウェッジソール。



グラフ
ロッカーバーの頂点は
調整可能

*ケルン・ハンブルグ・ミュンヘン共通のトゥボックス
(別売り)もごさいます。